

Sección



**Camas y
accesorios**



Camas



CAMA ORTOPEDICA MANUAL

Chasis de acero pintado, plegable

Lecho elastizado con resortes zincados

Cabecera y piecera desmontables, fabricadas en melamina con tapacantos metálicos

Cuatro ruedas giratorias plásticas dobles, de 8cm, dos con frenos

Movimientos manuales:

Regulación de ángulo de respaldo: 0 – 65°

Regulación de ángulo de rodilla: 0 – 45°

Regulación de altura de lecho: 38 – 58cm

Peso máximo sugerido: 100Kg

Medidas: 2210 x 910cm

NOTA: No incluye trapecio ni barandas (ver Código 1104)

Código 1321

Precio



CAMA ORTOPEDICA MOTORIZADA

Chasis de acero pintado, plegible y transportable sobre cuatro ruedas giratorias reforzadas, con frenos

Lecho tubular pintado

Cabeecera y piecera desmontables, fabricadas en melamina

Barandas de madera, regulables en altura y desmontables

Trapeo regulable en altura, para uso derecho o izquierdo

Movimientos motorizados "Link" con control remoto:

Regulación de ángulo de respaldo: 0 - 83°

Regulación de ángulo de rodilla: 0 - 20°

Regulación de altura de lecho: 40 - 80cm

Regulación de ángulo de lecho: Anti-Trendelenburg

Movimiento manual: Regulación de altura de miembros inferiores

Peso máximo sugerido: 140Kg

Medidas: 2140 x 1030cm

Origen: Alemania, Procedencia: Bélgica

Accesorios para camas

RESPALDO REGULABLE PARA CAMA

Fabricado en acero pintado

Color: Blanco

Permite levantar la posición de la almohada para mayor confort.

Al plegarse, ocupa un mínimo espacio físico

Medidas:

Ancho: 44cm

Alto: 0 - 80° con cinco puntos de regulación

Profundidad: 60cm



Código I101

Precio

SOPORTA - COBIJAS DE ALUMINIO

Fabricado en aluminio anodizado

Color: Natural

Evita la presión de las sábanas o frazadas sobre los miembros inferiores

(Al desarmarse ocupa un mínimo espacio físico)

Medidas:

Ancho: 52cm

Alto: 50 - 63cm

Profundidad: 35cm



Código I102

Precio



BARANDAS TELESCOPICAS PARA CAMA

- Fabricadas en acero cromado
- Con soportes regulables entre 57 y 99cm de ancho, adaptables a la mayoría de las camas
- Laterales telescópicos extensibles entre 1,10m y 1,85m
- Altura regulable en 2 posiciones
- Medidas:
de tubo superior a lecho de la cama: 14 a 37cm

Código 1104

Precio



MESA SIMPLE PARA CAMA

- Estructura de acero pintado/cromado
- Cuatro ruedas dobles plásticas, sin frenos
- Mesa de melamina, regulable en inclinación, con bordes antideslizantes
- Medidas: 60 x 38 x 1,8cm
- Regulable en altura: 72 a 115cm
- Al desarmarse, ocupa un mínimo espacio físico

Código 1121

Precio

MESA DOBLE PARA CAMA

- Estructura de acero pintado/cromado
- Cuatro ruedas dobles plásticas, sin frenos
- Mesa de melamina con dos secciones, una fija y una regulable en inclinación, con bordes antideslizantes
- Medidas: 80 x 38 x 8cm
- Regulable en altura: 72 a 115cm
- Al desarmarse, ocupa un mínimo espacio físico



Código 1131

Precio

ELEVADORES PARA CAMAS Y SILLAS

- Fabricados en madera dura lustrada
- Elevan 9 a 13cm de acuerdo al lado que se utilice
- Necesarios en post-operatorios de cirugías de cadera, várices, trastornos respiratorios, etc.
- Paquete por 4 unidades



Código 1152

Precio