

*Sección*

f

*Equipos para  
comodidad  
y protección  
antiescaras*



## Línea de Productos de Vellón Siliconado

### ALMOHADON PARA ASIENTO

Relleno con vellón siliconado  
Tela celeste de poliéster respirable  
Tela amarilla impermeable para pacientes con incontinencia  
Totalmente lavable

Medidas: 41 x 43cm



Código F102    Precio

### ALMOHADON PARA ASIENTO, RESPALDO Y APOYABRAZOS

Relleno con vellón siliconado  
Tela celeste de poliéster respirable  
Tela amarilla impermeable para pacientes con incontinencia  
Totalmente lavable

Medidas:

- Ancho de asiento y respaldo: 43cm
- Profundidad de asiento: 41cm
- Altura de respaldo: 41cm
- Asiento a apoyabrazos: 30cm



Código F103    Precio

### TALONERA ANTIESCARAS

Relleno con vellón siliconado  
Tela celeste de poliéster respirable  
Totalmente lavable  
Tiras de velcro para sujeción  
Reduce la presión en la zona del talón y tobillos



Código F104    Precio

## Línea de Productos de Piel Ovina Natural

f



### ASIENTO DE PIEL OVINA

Ideal para silla de ruedas o sillas domiciliarias  
Con curtido medicinal  
Máxima suavidad y absorción  
Pelo cortado para mayor efectividad antiescaras  
Permite una buena ventilación de área afectada  
Lavable  
Medidas típicas: 45 x 45cm

Código F131

Precio



### PIEL OVINA NATURAL

Con curtido medicinal  
Máxima suavidad y absorción  
Pelo cortado para mayor efectividad antiescaras  
Permite una buena ventilación de área afectada  
Lavable  
Medidas típicas: 75 x 45cm

Código F123

Precio



### TALONERA DE PIEL OVINA

Reduce la presión en la zona del talón y tobillos  
Previene rozas y úlceras por decúbito  
Con tira de sujeción de velcro  
Con curtido medicinal  
Máxima suavidad y absorción  
Pelo cortado para mayor efectividad antiescaras  
Permite una buena ventilación de área afectada  
Lavable  
Tamaño grande  
Paq.x2

Código F134

Precio

# Colchones Antiescaras

## COLCHON DE AIRE STANDARD CON COMPRESOR SECUENCIAL

Compresor secuencial de inflado y desinflado automático

Funcionamiento las 24hs con bajo consumo eléctrico

Colchoneta fabricada en PVC flexible con 2 extensiones no inflables de 46cm para colocar debajo del colchón

Incluye mangueras de conexión, parches y pegamento para reparación de colchoneta

Apto para camas ortopédicas

Debe ser colocado sobre un colchón de goma espuma tradicional

Medidas:      Desinflado:      229 x 89cm  
                  Inflado:            190 x 80 x 6cm

Peso máximo sugerido: 80Kg

Garantía del compresor: 1 año

Garantía de la colchoneta: 3 meses

Sistema completo sin reductor de presión de inflado

Código F141      Precio

Sistema completo con reductor de presión de inflado para pacientes pediátricos o de bajo peso incluye ganchos para colgar el compresor a la cama

Código F143      Precio

## REPUESTOS PARA COLCHON DE AIRE STANDARD

Compresor secuencial de repuesto, sin reductor de presión de inflado

Código F142      Precio

Compresor secuencial de repuesto, con reductor de presión de inflado

Código F144      Precio

Reductor de presión de inflado y perilla de repuesto para F143 y F144

Código F146      Precio

Secuenciador de repuesto para F141, F142, F143 y F144

Código F147      Precio

Bomba interna de repuesto para F141, F142, F143 y F144

Código F148      Precio





### COLCHONETA DE REPUESTO PARA COLCHON DE AIRE STANDARD

Fabricada en PVC flexible con 2 extensiones no inflables de 48cm, para colocar debajo del colchón.

Incluye mangueras de conexión, parches y pegamento.

Medidas: Desinflada: 229 x 89cm  
Inflada: 190 x 80 x 6cm

Peso sugerido: 80kg

Garantía: 3 meses.

Código F151

Precio

Juego de parches y pegamento para reparación de colchoneta F151.

Código F152

Precio

Juego de mangueras de repuesto. Incluye parches y pegamento para reparación de colchoneta F151.

Código F153

Precio



### COLCHON DE AGUA-AIRE ESTATICO

Fabricado en PVC de alto calibre.

Con fuelles internos de refuerzo.

Dos orificios de llenado para utilizar con agua ó con aire.

Debe ser colocado sobre un colchón de goma espuma tradicional.

Termómetro incorporado.

No apto para camas ortopédicas.

Incluye juego de reparación con parches y pegamento.

Peso máximo sugerido: 80kg

Medidas: Desinflado: 175 x 85cm

Inflado: 165 x 75 x 10cm

Garantía: 3 meses.

Código F155

Precio

Tapón, tapa y termómetro de repuesto para F155.

Código F159

Precio

## COLCHON DE AIRE "HUNTLEIGH" CON COMPRESOR SECUENCIAL

Compresor robusto, compacto y silencioso, de inflado y desinflado automático, con reductor de presión de inflado y ganchos para colgar en la cama.

Colchoneta fabricada en material flexible de alta calidad con 2 extensiones de 40cm no inflables, para colocar debajo del colchón.



Apto para camas ortopédicas

Debe ser colocado sobre un colchón de goma-espuma tradicional

Funcionamiento las 24hs con bajo consumo eléctrico

Medidas: Desinflado: 240 x 85cm

Inflado: 198 x 80 x 6cm

Peso máximo sugerido: 90kg

Origen: Inglaterra

Garantía del compresor: 1 año

Garantía de la colchoneta: 3 meses

Código F162

Precio

## COLCHONETA DE REPUESTO "HUNTLEIGH"

Fabricada en material flexible de alta calidad con 2 extensiones no inflables de 40cm, para colocar debajo del colchón.

Medidas: Desinflada: 240 x 85cm

Inflada: 198 x 80 x 6cm

Incluye mangueras de conexión

Peso máximo sugerido: 90kg

Garantía: 3 meses



Código F172

Precio

## COLCHON DE AIRE PARA OBESOS "HUNTLEIGH TRANCELL II", CON COMPRESOR SECUENCIAL

Compresor robusto, compacto y silencioso, de inflado y desinflado automático, con reductor de presión de inflado y ganchos para colgar en la cama

Colchoneta monopieza con tubos en forma de V, fabricada en material flexible de alta calidad, con sección superior de inflado permanente, para mayor confort y estabilidad en la cabecera del paciente

Incluye 2 extensiones no inflables de 50cm, para colocar debajo del colchón

Válvula de desinflado rápido para RCP apto para Unidades de Terapia Intensiva

Funda superior de elasticidad bidireccional, impermeable y respirable

Debe ser colocado sobre un colchón de goma espuma de alta densidad

Funcionamiento las 24 hs. con bajo consumo eléctrico

Medidas: Desinflado: 235 x 88cm

Inflado: 190 x 80 x 10cm

Peso máximo sugerido: 120kg

Origen: Inglaterra

Garantía del compresor: 1 año

Garantía de la colchoneta: 3 meses



Código F166

Precio

## COLCHONETA DE REPUESTO "HUNTLEIGH TRANCELL II"

Fabricada en material flexible de alta calidad con 2 extensiones no inflables de 50cm, para colocar debajo del colchón

Medidas: Desinflada: 235 x 88cm

Inflada: 190 x 80 x 10cm

Incluye mangueras de conexión y funda superior de elasticidad bidireccional, impermeable y respirable

Peso máximo sugerido: 120kg

Garantía: 3 meses



Código F176

Precio

## Almohadas de Funciones Especiales

### ALMOHADILLA CERVICAL

Otorga excelente apoyo para nuca.  
Ideal para descanso cervical.  
Correa de sujeción para llevar de viaje.  
Rellena con vellón siliconado.  
Fabricado en tela respirable y lavable.  
Largo: 28 x 10cm.



Código F204

Precio

### ALMOHADILLA DE VIAJE

Otorga excelente apoyo para cuello y nuca.  
Ideal para descanso cervical.  
Rellena con vellón siliconado.  
Fabricado en tela respirable y lavable.  
Medidas: 36 x 27 x 10cm.



Código F205

Precio

### ALMOHADON CIRCULAR

Alivia la presión en la zona sacra del paciente.  
Proporciona mayor confort en sillas de ruedas o en sillas comunes.  
Relleno con vellón siliconado.  
Fabricado en tela respirable y lavable.  
Medidas: 38 x 10cm.



Código F207

Precio

## Almohadones Antiescaras



### ALMOHADON DE GOMA ESPUMA ECONOMICO

Placa de goma espuma plana.  
Incluye funda de elasticidad bidireccional,  
respirable y lavable.

Medidas: 41 x 45 x 5cm

Código F313

Precio



### ALMOHADON DE GOMA ESPUMA STANDARD

Placa inferior de goma espuma plana, con  
celdillas superiores en forma de hongo,  
para favorecer la distribución del  
peso corporal y la ventilación.  
Incluye funda de elasticidad bidireccional,  
respirable y lavable, con base antideslizante.

Medidas: 40 x 40 x 5cm

Código F322

Precio

Medidas: 46 x 46 x 5cm

Código F324

Precio



Medidas: 40 x 40 x 10cm

Código F342

Precio

Medidas: 46 x 46 x 10cm

Código F344

Precio



### ALMOHADON DE GOMA ESPUMA "HUNTLEIGH PENTAFLEX"

Fabricado en goma espuma poliisocianato celular de alta elasticidad y resistencia.  
Incluye funda de elasticidad bidireccional,  
impermeable, respirable, antideslizante y lavable.

Peso máximo sugerido: 90kg.  
Origen: Inglaterra.

Medidas: 43 x 43 x 8cm

Código F333

Precio

## ALMOHADON DE GOMA ESPUMA, AIRE Y GEL DE SILICONAS

Placa inferior de goma espuma anatómica  
Placa intermedia con celdillas inflables  
Placa superior de gel de siliconas  
Funda interior de Tyvek impermeable, respirable  
Funda exterior de elasticidad bidireccional, respirable y lavable, con base antideslizante  
Incluye inflador

Medidas: 40 x 40 x 5cm

Código F434

Precio

Medidas: 45 x 45 x 5cm

Código F436

Precio



## INFLADOR DE REPUESTO

Para almohadón de goma espuma, aire y gel de siliconas

Código F490

Precio



## Almohadones de Celdillas Inflables



Compuesto por múltiples celdillas inflables individuales, interconectadas entre sí, fabricadas en poliuretano atóxico, suave y flexible, capaces de inflarse, desinflarse, rotar y doblarse hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados.

Al sentarse sobre el almohadón, cada celdilla se adapta suavemente a los contornos y a la anatomía del paciente, manteniéndolo en flotación y minimizando los riesgos de ruptura de la piel al cambiar de posición.

Incluye funda de elasticidad bidireccional, respirable y lavable, que permite cumplir con la efectividad terapéutica de las celdillas.

La base antideslizante de la funda, asegura que el almohadón quede posicionado firmemente en la silla.

Incluye inflador y juego de parches y pegamento para reparación.

Modelos con una, dos o cuatro válvulas.



### ALMOHADON CON UNA VALVULA

Apto para pacientes sin requerimientos posturales específicos.

Medidas: 40 x 40 x 6cm

Código F531

Precio

Medidas: 45 x 45 x 6cm

Código F533

Precio



### ALMOHADON CON DOS VALVULAS

Las válvulas de inflado dividen el almohadón en dos compartimientos independientes, permitiendo ajustar el posicionamiento y la estabilidad lateral o antero-posterior.

Medidas: 40 x 40 x 6cm

Código F536

Precio

Medidas: 45 x 45 x 6cm

Código F538

Precio



### ALMOHADON CON CUATRO VALVULAS

Las válvulas de inflado dividen el almohadón en cuatro compartimientos independientes, permitiendo ajustar las presiones de inflado lateral o antero posterior a corto o largo plazo, y ayudando a compensar, mejorar o corregir diferentes problemas posturales.

Medidas: 40 x 40 x 6cm.

Código F541

Precio

Medidas: 45 x 45 x 6cm.

Código F543

Precio



### INFLADOR DE REPUESTO PARA ALMOHADON DE CELDILLAS INFLABLES

Código F590

Precio



## ALMOHADON DE CELDILLAS INFLABLES "HUNTLEIGH AIRTEC"

Fabricado en PVC flexible, resistente, transparente y liviano formando un conjunto de 22 celdillas inferiores con alta presión de inflado para soportar el peso del cuerpo, y 22 celdillas superiores con baja presión de inflado para proveer comodidad y protección antiescaras al paciente, todas interconectadas inteligentemente entre sí evitando el flujo brusco de aire entre una y otra celdilla, otorgando una sensación de mayor estabilidad.

Provisto de una celdilla rectangular adicional, ubicada en la parte anterior central del almohadón, que al comprimir manualmente, infla las celdillas de una manera rápida y cómoda, evitando la preocupación de contar con un inflador externo.

Posee además una válvula para eliminar la presión de aire excedente, dejando la misma a 40mmHg, independientemente del peso del paciente.

Incluye funda de material antibacteriano, de elasticidad bidireccional, impermeable, respirable, antideslizante y lavable.

Peso máximo admitido: 127kg.

Origen: E.E.U.U.

Medidas: 43 x 43 x 5cm.

Incluye manual de uso.



Código FS70

Precio