



Sección

k

*Productos
hospitalarios*





PORTASUEROS

Base plástica de 5 ramas, reforzada

Asta de aluminio ultraliviano

Terminación: Anodizado plateado

Dos ganchos

Aptos. para bombas de infusión

Altura regulable: 130 - 220cm

- Modelo de base fija con 5 regatones

Código K114

Precio

- Modelo de base rodante con 5 rueditas plásticas dobles

Código K115

Precio





LEVANTA PACIENTE HIDRAULICO

- Estructura de acero tubular de 50mm Ø
- Terminación: Pintura epoxi azul oscuro
- Montado sobre cuatro ruedas giratorias de 10cm con frenos posteriores
- Mecanismo para apertura y cierre de patas para pasar por puertas estrechas
- Bomba hidráulica giratoria para uso ambidiestro
- Manijas cómodas para un fácil manejo del equipo
- Soporte de arnés giratorio 360° con 6 ganchos
- Elección de tipo y tamaño de arneses como accesorio
- Diseñado para levantar y transportar pacientes de hasta 150Kg
- Fácilmente desarmable
- Especificaciones técnicas:

- Ancho total: 63 - 105cm
- Regulable en altura: 65 - 175cm
- Peso máximo del usuario: 150Kg
- Peso total: 43Kg
- Medidas (desarmado): 1440 x 73 x 25cm

Código K161

Precio

REPUESTOS PARA LEVANTA PACIENTE



Rueda giratoria sin freno

Código K162

Precio



Rueda giratoria con freno


Código K163

Precio

Soporte de arnés

Código K164

Precio



Bomba hidráulica

Código K165

Precio



Traba para retener soporte de arnés

Código K166

Precio



Traba para retener columna

Código K167

Precio

ARNES PARA LEVANTA PACIENTE

ARNES PARA USO GENERAL

Fabricado en tela reforzada lavable.
 Provisto con correas reforzadas.
 Posiciones de soporte a elección.
 Peso máximo del usuario: 150Kg.
 Incluye manual de instrucciones.
 Especificaciones técnicas:

Talle	Color de ribete	Med. A	Med. B	Med. C	Código
Pequeño	Rojo	735 mm	550 mm	1010 mm	K174
Mediano	Amarillo	850 mm	620 mm	1020 mm	K175
Grande	Verde	1020 mm	720 mm	1180 mm	K176

Tamaño: Chico - Rojo

Código K174 Precio

Tamaño: Mediano - Amarillo

Código K175 Precio

Tamaño: Grande - Verde

Código K176 Precio



TALLES:

El talle de cada arnés se identifica por el color del ribete alrededor de la tela del arnés. A la izquierda se da una tabla con los talles, colores del ribete, y las medidas, las que se detallan en el diagrama dado a la derecha, y los códigos para cada arnés.



ARNES PARA USO ESPECÍFICO

Fabricado en tela acolchada.
 Al cubrir menor superficie corporal,
 facilita el higienizado.
 Sólo útil en un 25% de los pacientes.
 Generalmente utilizada como complemento
 del arnés para uso general.
 Especificaciones técnicas:

Talle	Color de ribete	Med. A	Med. B	Med. C	Código
Pequeño	Rojo	695 mm	680 mm	170 mm	K184
Mediano	Amarillo	820 mm	830 mm	200 mm	K185
Grande	Verde	1040 mm	1050 mm	220 mm	K186

Tamaño: Chico - Rojo


Código K184 Precio

Tamaño: Mediano - Amarillo

Código K185 Precio

Tamaño: Grande - Verde

Código K186 Precio



TALLES:

El talle de cada arnés se identifica por el color del ribete alrededor de la tela del arnés. A continuación se da una tabla con los talles, colores del ribete, y las medidas, las que se detallan en el diagrama dado a la derecha, y los códigos para cada arnés.

