

Sección

b

*Sillas
de ruedas
especiales*



SILLA POSTURAL TOM 4 CLASSIC

Diseñada y producida en Europa

Chasis de acero, plegable, revestido en pintura epoxi, con puntos de anclaje para uso seguro en vehículos conforme a normas europeas EN ISO 7176/19

Cubiertas neumáticas/polyure 30/20cm

Butaca desmontable, reversible y ajustable en inclinación (Tilt)

Placas de aluminio en asiento y respaldo regulables en profundidad y altura, con perforaciones regulables para accesos

Ancho de asiento regulable mediante soportes pélvicos acolchados

Respaldo reclinable

Apoyapies regulable en altura e inclinación

Barra anterior de protección, desmontable

Freno de pie monocomando

Tapizado y accesorios acolchados, desmontables y lavables

Línea completa de accesorios posturales y adicionales

Incluye manual de uso completo

Especificaciones técnicas:



MEDIDAS	TAMAJO		
	CHICO	MEDIANO	GRANDE
Ancho de asiento	300mm	340mm	380mm
Ancho total	585mm	585mm	630mm
Profundidad de asiento	210-310mm	270-350mm	300-390mm
Altura de respaldo	415-593mm	510-650mm	580-700mm
Angulo de inclinación del respaldo	0-180°	0-180°	0-180°
Angulo de inclinación de la butaca (Tilt)	+/- 27°	+/- 27°	+/- 27°
Distancia de asiento a apoyapies	160-280mm	200-350mm	240-400mm
Largo total abierto	1020mm	1020mm	1100mm
Largo total plegado	900mm	900mm	930mm
Peso máximo del paciente	35Kg	35Kg	50Kg
Peso del chasis	14Kg	14Kg	16Kg
Peso de la butaca	6Kg	7Kg	7.5Kg

***SOLICITE MANUAL
COMPLETO GRATIS***

TOM 4 Classic Chica Básica

Código B120 | Precio

TOM 4 Classic Mediana Básica

Código B121 | Precio

TOM 4 Classic Grande Básica

Código B122 | Precio

Nota:

La silla postural TOM 4 Classic ha sido diseñada para "crecer" junto al niño durante muchos años. Es importante que tanto la configuración inicial de los ángulos de inclinación e inclinación de la butaca y posición de los accesorios, como así también los ajustes periódicos necesarios, sean realizados por un técnico ortopédico o profesional idóneo a cargo del niño. Caso contrario se podría estar perjudicando la postura del paciente.

Accesorios Posturales

b



APOYACABEZA SIMPLE

Chico

Código B201 | Precio

Mediano

Código B202 | Precio



PLACAS APOYACABEZA CON APOYO PARA NUCA

Chicas (el par)

Código B207 | Precio

Medianas (el par)

Código B208 | Precio



PLACAS PARA TRONCO

Chicas (el par)

Código B210 | Precio

Medianas (el par)

Código B211 | Precio

Grandes (el par)

Código B212 | Precio



APOYO LUMBAR

Espesor 25 mm

Código B215 | Precio

Espesor 35 mm

Código B216 | Precio

SOPORTES PELVICOS

Conjunto de 6 soportes de espesores y durezas varias

Código B217 Precio



CINTURON ABDOMINAL

Código B221 Precio



ARNES DE 4 PUNTOS

Código B223 Precio



CINTURON TORACICO

Use las correas superiores del arnés de 4 o 5 puntos a la altura del tórax

Código B224 Precio



ARNES DE 5 PUNTOS

Chico

Código B225 Precio

Mediano

Código B226 Precio



ARNES EN H

Extra Chico

Código B230 Precio

Chico

Código B231 Precio

Mediano

Código B232 Precio



CINTURON ABDUCTOR

Chico

Código B240 Precio

Mediano

Código B241 Precio





CUÑA ABDUCTORA

Código B243

Precio



CORREAS PARA APOYAPIES

(el par)

Código B246

Precio



APOYAPIES ALTO (para silla chica únicamente)

Código B248

Precio



CUBRE LATERALES SIMPLES

(el par)

Código B250

Precio



CUBRE LATERALES COMPLETOS

(el par)

Código B251

Precio



ACOLCHADO PARA CINTURON

(el par)

Código B254

Precio

Accesorios Adicionales



BOLSA SIMPLE

Carga máxima 3 kg.
Para silla Chica y Mediana

Código B255

Precio

Para silla Grande

Código B256

Precio

BOLSA REFORZADA

Apta para tubo de oxígeno. Carga máxima 10kg

Código B257 Precio



MESA CON ESCOTADURA

Ideal para tareas pedagógicas

Código B260 Precio



BASE RODANTE REGULABLE

Ideal para uso doméstico e institucional, especialmente útil junto a la mesa con escotadura

Código B265 Precio

PROTECTOR SOLAR

Código B270 Precio

CAPOTA PARA LLUVIA (instalar junto al Protector Solar)

Para silla Chica y Mediana

Código B272 Precio

Para silla Grande

Código B273 Precio



CUBRE PIERNAS

Ha sido diseñado para proteger al niño de las condiciones climáticas adversas

Código B274 Precio

